

LMS XChange

Konfigurationssoftware

Mit der LMS XChange Software können Sie die Partikelzähler von Lighthouse einfach über Ihren PC vorkonfigurieren. Die neuen Einstellungen und Messdaten werden eingelesen, ausgewertet und archiviert. Des Weiteren können Sie Ihren tragbaren Partikelzähler Apex Z sehr komfortabel vor dem Einsatz im Reinraum vorprogrammieren.

Durch die LMS XChange können Sie Ihre Partikelzähler so einstellen, dass eine weitere Bedienung über das Gerätedisplay nicht mehr notwendig ist. Sie können mehrere Partikelzähler über dieselbe Software konfigurieren.

Über die einfache Bedienung mit selbsterklärenden Butten können Sprache, Benutzer, Messgeräte und Standorte für Messungen vorab eingestellt werden. Die benötigten Größenkanäle können für den Partikelzähler gewählt werden.

Die Datenübertragung zwischen Ihren PC und dem Partikelzähler kann über die USB Schnittstelle bzw. über ein WLAN (Apex Zx) erfolgen.

Der Export der Messdaten kann über die LMS XChange in den Dateiformaten Excel (.xls), CSV (.csv) und PDF (.pdf) erfolgen.

Eingelesene Messdaten in die LMS XChange können nicht gelöscht werden. Es können 21 CFR Part 11 konforme Anwendungen erstellt werden.



Für folgende Partikelzähler ist die LMS XChange ausgelegt:

- Apex Z3 und Apex Z50
- Apex P3/ 5
- Solair 3100/ 5100
- Handheld 2016 bis 5016
- Apex Rx
- Apex RxP